

APARATURA ZA PRANJE BIRETA I PIPETA



APARATURA ZA PRANJE BIRETA PO MOHRU I PIPETA

Neophodna je u laboratoriju gdje se koriste radioaktivni, kaustični i toksični materijali.

MATERIJAL: PE/PP

APARATURA ZA PRANJE BIRETA

KATALOŠKI BROJ: K00215

PROMJER: 173 mm

VISINA: 980 mm

APARATURA ZA PRANJE PIPETA

KATALOŠKI BROJ: K00217

PROMJER: 170 mm

VISINA: 734 mm



CILINDRI ZA NAMAKANJE PIPETA I BIRETA

Prije stavljanja pipeta i bireta u aparaturu u cilindru se moraju namočiti u deterdentu ili vodi radi lakšeg odstranjivanja nečistoća.

VISOKI CILINDAR

KATALOŠKI BROJ: K002018

Promjer: 165 mm

Visina: 650 mm

NISKI CILINDAR

KATALOŠKI BROJ: K00221

Promjer: 165 mm

Visina: 503 mm



KOŠARE ZA PIPETE

PIPETE I BIRETE STAVLJAJU SE U KOŠARE SA DRŠKOM I NAKON TOGA SE URANJAJU U CILINDRE ZA NAMAKANJE

KOŠARA VISOKA

KATALOŠKI BROJ: K00219

Promjer: 145 mm

Visina: 280 mm

Visina sa drškom: 645 mm

KOŠARA NISKA

KATALOŠKI BROJ: K00222

Promjer: 145 mm

Visina: 280 mm

Visina sa drškom: 495 mm