

## PLASTIČNE PASTER PIPETE

### PASTER PIPETA 3 ml

KATALOŠKI BROJ: 200C NESTERILNE  
200CS01 STERILNE

PAK/ 500 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

150 mm 7,8 mm 21 7 ml 3 ml 0,5 ML



### PASTER PIPETA 1 ml

KATALOŠKI BROJ: 201C NESTERILNE  
201CS01 STERILNE

PAK/ 500 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

150 mm 5,0 mm 23 5 ml 1 ml 0,25 M



### PASTER PIPETA 1,5 ml

KATALOŠKI BROJ: 204C NESTERILNE  
204CS01 STERILNE

PAK/ 500 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

230 mm 7,5 mm 22 6 ml 1,5 ml 0,25 ML



## BLOOD BANK

### PASTER PIPETA 3 ml

KATALOŠKI BROJ: 212C NESTERILNE

PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

155 mm 6,7mm 22 5 ml 2 ML 0,5 ML



## FINE PIPET

### PASTER PIPETA 1,5 ml

KATALOŠKI BROJ: 222C NESTERILNE  
222CS01 STERILNE

PAK/ 600 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

**104 mm**      **3 mm**      **50**      **1,5 ml**



### PASTER PIPETA 7 ml

KATALOŠKI BROJ: 223C NESTERILNE  
223CS01 STERILNE

PAK/ 400 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

**150 mm**      **6,3 mm**      **66**      **7 ml**



### PASTER PIPETA 5 ml

KATALOŠKI BROJ: 224C NESTERILNE  
224CS01 STERILNE

PAK/ 400 KOM  
PAK/ 500 KOM

UKUPNA DUŽINA PROMJER PIPETE BROJ KAPI/ ml UKUPNI KAPACITET GRADUIRANA DO PODJELA  
GRADUACIJE

**144 mm**      **5,0 mm**      **65**      **5 ml**

