

PUMPE :

- ZA PRETAKANJE
- RUČNA VAKUM PUMPA
- VAKUM PUMPA NA VODENI MLAZ



PUMPA ZA PRETAKANJE MODEL MR 60

POGODNA JE I ZA VISKOZNE TEKUČINE (ULJA)

Jednim pritiskom pumpe ispumpa se cca 300 ml tekućine. U jednoj minuti moguće je ispumpati cca 6 l tekućine.

KATALOŠKI BROJ: K02004

MATERIJAL: PP



RUČNA VAKUM PUMPA

Lagana, prenosiva ručna vakum pumpa. Postiže vakuum od 625 mm Hg. Brzina pumpanja je 15 ml po jednom potisku. Može se koristiti i kao tlačna pumpa.

KATALOŠKI BROJ: K01938
BEZ MANOMETRA

KATALOŠKI BROJ: K01938
SA MANOMETROM

MATERIJAL: HIGH IMPACT PS



VAKUM PUMPA NA VODENI MLAZ

Ova pumpa će raditi na pritiscima do 10 Kg / cm². Ugrađen je povratni ventil za uklanjanje povratnog protoka. Upotrebljava se za usisavanje otpadnih kemikalija i za filtriranje. Lako se rastavlja za čišćenje. Može se autoklavirati

KATALOŠKI BROJ: K01395
Postiže vakuum od 191,50 mm Hg
9,804 bar-a

CRIJEVA ZA VAKUM PUMPU
KATALOŠKI BROJ: K01396
Pakiranje: 5 kom