


EPRUVETE ZA CENTRIFUGU



STERILNE

DNA/RNA free

Dnase/RNase free

Pyrogens and endotoxins free

Cytotoxic substance free

KATALOŠKI BROJ	KAPACITET ml	DIMENZIJA mm	TIP	MAXIMUM RCF g	METERIJAL	PAKIRANJE/ KOM
T91015	15	17,1 X 120	KONIČNA	15.500	PP	40 X 20 / 800
T91016	13	17,1 X 105	CILINDRIČNA	15.500	PP	40 X 20 / 800
T91017	15	17,1 X 120	CILINDRIČNA	15.500	PP	40 X 20 / 800
T91019	13	17,1 X 100	RAVNO DNO	15.500	PP	40 X 20 / 800
T91050	50	30,0 X 115	KONIČNA	15.500	PP	20 X 18 / 360
T91051	50	30,0 X 115	KONIČNA-SAMOSTIJEČA	15.500	PP	20 X 16 / 320
T91056	50	30,0 X 115	CILINDRIČNA	15.500	PP	20 X 18 / 360
T91115	15	17,1 X 120	KONIČNA	1.700	PS	40 X 20 / 800

MALO PAKIRANJE

KATALOŠKI BROJ	KAPACITET ml	DIMENZIJA mm	TIP	MAXIMUM RCF g	METERIJAL	PAKIRANJE/ KOM
T91014	15	17,1 X 120	KONIČNA	15.500	PP	40 X 9 / 360
T91054	50	30,0 X 115	CILINDRIČNA	15.500	PP	20 X 8 / 160