

PIPETOR TURBO-FIX

Značajke Turbo-Fixa

Upotreba: Odgovara svim komercijalno dostupnim staklenim i plastičnim serološkim pipetama u rasponu volumena 1-100 ml

Precizno rukovanje: dva upravljačka gumba za osjetljivu kontrolu tekućine

Regulacija broja okretaja: kotačić za podešavanje brzine pipetiranja

Gravitacijsko ispuštanje: ispuštanje kap po kap nanošenjem laganog pritiska na gumb za doziranje

Turbo-brzina: najbrži pipetor na tržištu! Turbo način rada daje instrumentu dodatnu brzinu pipetiranja od 25%. To je važno kod rada s velikim pipetama kao što su: # 94525, 94550 s spremnikom

Dug radni vijek trajanja baterije: vrijeme rada od preko 6,5 sati koje pokreće litij-polimerna baterija visokih performansi, 7 - 10 V, min. 550 mAh

Stanje baterije: LED daje informacije o statusu punjenja prebacivanjem između crvene i zelene

Ergonomija: 195 g! Lagan rad čini korištenje uravnoteženog instrumenta ugodnim

Kontrola: stabilna i točna ugradnja pipeta s spremnikom rezultira kontroliranim i slobodnim rukovanjem

Zaštita filtra: hidrofobni filter koji se lako zamijeni štiti Turbo-Fix od slučajno apsorbiranih tekućina

Zahtjevi napajanja:

Ulaz: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Izlaz: 17 VDC \pm 10% / 180 mA \pm 10%

Radni uvjeti: 5 - 40 ° C, maks. 80% RH



TURBO-FIX SADRŽAJ ZA ISPORUKU

- 1 x Turbo-Fix uređaj, uklj. nos
- 1 x punjiva litij-ionska baterija
- 1 x mrežni adapter
- 1 x Zidni nosač
- 1 x sterilni filter 0,45 um
- 1 x Vodič za brzi početak

TIP	KATALOŠKI BROJ	VOLUMEN ml	DIMENZIJE mm	STERILO	TEŽINA g	PAKIRANJE / KOM
	T 94700	1-100	35 x 125 x 130	NE	195	1
	T 94750	KUČIŠTE DRŽAČA ZA PIPETU		NE		1
	T 94751	ZIDNI NOSAČ		NE		1
	T 94752	045 um		DA		1
	T 94753	0,22 um		DA		1
	T 94754	SILIKONSKI DRŽAČ ZA PIPETU		NE		1
	T 94755	SILIKONSKI DRŽAČ ZA FILTER		NE		1
	T 94756	BATERIJA LITIJ		NE		1
	T 94757	POKLOPAC BATERIJE		NE		1
	T 94758	KUČIŠTE PIPETE		NE		1