

MIKROEPRUVETE I STALCI



Materijal: PP,
CE & IVD certified

MIKROEPRUVETE DNase, RNase, Human DNA, ATP & Pyrogen Free

KATALOŠKII BROJ	BOJA	Ø mm	VISINA mm	VOLUMEN ml	PAKIRANJE / KOM
P10201	NATURAL	10	31,5	0,5	1000 KOM
P10202	NATURAL	13	41	1,5	500 KOM
P10203	NATURAL	13	41	2	500 KOM
P10207	U BOJI			0,5	1000 KOM
P10201A	SMEĐA			0,5	1000 KOM
P10204	U BOJI			1,5	500 KOM
P10204A	SMEĐA			1,5	500 KOM
P10205	U BOJI			2	500 KOM
P10205A	SMEĐA			2	500 KOM

BOJE: CRVENA-PLAVA-ŽUTA-ZELENA
20000 xg RCF
-80°C to 121°C



MIKROEPRUVETA Last Drop - Low Retention

DNase, RNase, Human DNA, ATP & Pyrogen Free
CE & IVD certified

KATALOŠKII BROJ	BOJA	Ø mm	VISINA mm	VOLUMEN ml	PAKIRANJE / KOM
P10208	NATURAL	10	31,5	0,5	1000 KOM
P10209	NATURAL	13	41	1,5	500 KOM
P10210	NATURAL	13	41	2	500 KOM

Materijal: PP,
20000 xg RCF
-80°C to 121°C

MIKRO EPRUVETA SA ČEPOM ZA COBAS BIO I COBAS MIRA



KATALOŠKI BROJ	BOJA	Ø mm	VISINA mm	VOLUMEN ml	PAKIRANJE / KOM
K2940-00	NEUTRALNA	7,65	36,50	0,70	12 x 1000
K2940-04	PLAVA	7,65	36,50	0,70	12 x 1000
K2940-06	ŽUTA	7,65	36,50	0,70	12 x 1000
K2940-13	CRVENA	7,65	36,50	0,70	12 x 1000

MATERIJAL: PE
CE
IVD


MIKROEPRUVETE



KATALOŠKI BROJ	TIP	VOLUME N ml	RFC X g	MATERIJAL	PAKIRANJE / KOM
K00298-00	EPPENDORF	1,5	21.000	PP	10 X 1000
K00279	EPPENDORF GRADUIRANA	1,5	11.000	PP	10 X 1000
K00297	EPPENDORF BEZ ČEPA	1,5	11.000	PP	10 X 1000
K01298	EPPENDORF / VITRATON	0,5	11.000	PP	10 X 1000
K01299	BECKMAN	0,5	11.000	PE	10 X 1000
K00297	NEUTRALNA	1,5 BEZ ČEPA	11.000	PP	10 X 1000

OZNAKE BOJA UZ KATALOŠKI BROJ:
 00-NEUTRALAN , 04-PLAVA, 06-ŽUTA, 12-ZELENA, 13-CRVENA
 CE
 IVD

STALCI ZA MIKROEPRUVETE



KATALOŠKI BROJ: K00296

ZA EPRUVETE 298 , 297, 279

BOJA: BIJELA

BROJ MJESTA: 20

DIMENZIJE: 90 X 210 X 49 mm

CE
 IVD



KATALOŠKI BROJ: K00563

ZA EPRUVETE 298 , 297, 279

BOJA:

03-BIJELA

04-PLAVA


06-ŽUTA

10-CRVENA

BROJ MJESTA: 100

DIMENZIJE: 109,5 X 263 X 45 mm


CE
 IVD



**STALCI ZA MIKROEPRUVETE SA POKLOPCEM
ZA EPRUVETE VOLUMENA, 0,5 , 1,5 , 2,0 ML**

KATALOŠKI BROJ	BROJ MJESTA	DIMENZIJE mm	MATERIJAL	PAK. / KOM
ABDP20206	96	220 X 150 X 50	PP	6
ABDP20206A	96	220 X 150 X 50	PP	6 2X3 BOJE
ABDP20207	80	240 X 85 X 50	PP	6
ABDP20207A	80	240 X 85 X 50	PP	6 2X3 BOJE

DOSTUPNE U BOJAMA:
ZELENA
ŽUTA
PLAVA
MATERIJAL:PP



STALCI ZA MIKROEPRUVETE 1,5 I 2,0 ML

KATALOŠKI BROJ	BROJ MJESTA	BOJA	DIMENZIJE mm	PAK. / KOM
P20201	24 / 6 X 4	BIJELA	164 X 100 X 59	8
P20202	24 / 6 X 4	ŽUTA	164 X 100 X 59	8
P20203	48 / 12 X 4	BIJELA	293 X 100 X 59	8
P20204	48 / 12 X 4	ŽUTA	293 X 100 X 59	8

MATERIJAL : PC



**STALAK ZA DRŽANJE MIKROEPRUVETA NA NISKIM
TEMPERATURMA**

ZA MIKROEPRUVETE VOLUMENA 0,5 , 1,5 , 2,0 ML
I CRYO EPRUVETE 1-2 ml

KATALOŠKI BROJ: ABDP11104

PUNJEN GELOM ZA ODRŽAVANJE TEMPERATURE OD
OD -20 ° C DO -10 ° C (TRI SATA ODRŽAVA TEMPERATURU)
32 MJESTA

DIMENZIJE: 240 X 120 X 120 mm

KATALOŠKI BROJ: ABDP21105

PUNJEN GELOM ZA ODRŽAVANJE TEMPERATURE OD
0 ° c (PET SATI ODRŽAVA TEMPERATURU)
32 MJESTA

DIMENZIJE: 240 X 120 X 120 mm

0 ° C ODRŽAVA TEMPERATURU PET SATI



STALAK ZA MIKROEPRUVETE SA POKLOPCEM ZA
ČUVANJE UZORAKA NA TEMPERATURI OD -20 ° C
NA VIŠE

STALAK MJENJA BOJU KOD + 7 ° C

ZA MIKROEPRUVETE OD 0,5 , 1,5 , 2,0 ml

KATALOŠKI BROJ : ABDP11106

BOJA STALKA NA TOPLOM: ŽUTA

BOJA STALKA NA HLADNOM: ZELENA

26 MJESTA

DIMENZIJA: 150 X 100 X 75 mm

ZA 96 PCR EPRUVETE ILI PLOČU

KATALOŠKI BROJ : ABDP11107

BOJA STALKA NA TOPLOM: ŽUTA

BOJA STALKA NA HLADNOM: ZELENA

96 MJESTA

DIMENZIJA: 150 X 100 X 75 mm

Više informacija: COPAN ZAGREB d.o.o.

Ttelefon: 01 2395899

Pošaljite upit: info@copan-zagreb.hr